



Ходуни крокуючи

OSD-MSI-91040

Інструкція по використанню



Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу.



Цей виріб відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕЕС

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

ХОДУНИ КРОКУЮЧИ.....	1
OSD-MSI-91040	1
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ	1
1. Попередження.....	3
2. Технічні характеристики	3
3. Використання та обслуговування	3
а) Відчинення/зачинення.....	3
б) Регулювання висоти.....	3
в) Використання	3
г) Догляд за виробом	4
4. Умови гарантії	4

1. Попередження

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу.

OSD гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.



- До початку експлуатації ретельно вивчіть цю інструкцію.
- завжди перевіряйте, що пристрій знаходиться у робочому стані, перш ніж використовувати його. Не використовуйте виріб у разі зносу або у випадку пошкодження.
- максимальне навантаження 136 кг. Ніколи не перевищують цей ліміт.

2. Технічні характеристики

	У відчиненому положенні	У зачиненому положенні
ГЛУБИНА	44 см	12 см
Ширина	50 см	50 см
Висота	76/92 см	76/92
Вага	2,3 кг	2,3 кг
Навантаження	136 кг	136 кг

3. Використання та обслуговування

а) Відчинення/зачинення.

Щоб відкрити ходунки витягніть назовні дві бічні частини, поки не почуєте клацання. Щоб закрити ходунки натисніть центральну кнопку і поверніть бічну частину.

б) Регулювання висоти

Регулювання відбувається за допомогою кнопок на кожній ніжці. Встановіть потрібну висоту ніжок. Як тільки кнопка потрапить в отвір на ніжці, висота буде зафіксована. Переконайтеся в тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори.

в) Використання

Розташуйте ходунки перед собою. Перемістіть одну сторону ходунів на кілька сантиметрів уперед. Потім пересуваєте ногу до висунутої вперед частини ходунів. Те ж саме робите з іншою частиною ходунів. Для переміщення уперед, повторіть зазначені вище рекомендації.

г) Догляд за виробом

- Вимийте металеві частини ходунків в теплій воді з «м'яким» засобом для чистки.
- Протріть м'якою, чистою тканиною.
- У разі потреби, використовуйте дезінфікуючий засіб, а потім протріть досуха.

Замініть гумові наконечники у разі їх зносу.

4. Умови гарантії

ТОВ "ОСД Східна Європа" гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених у інструкції;
 - б) при наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів":

Обмін товару належної якості проводиться за умови, що він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____