

Інструкція по застосуванню стерильних голки для акупунктури

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

Акупунктура (лат. acus — голка та лат. punctura — укол) — лікувальний метод, що полягає у подразненні периферичних нервових розгалужень за допомогою уколів у певні точки тіла (всього таких точок налічується понад 600). Акупунктура належить до основних методів китайської народної медицини; у Китаї відома з II століття до н. е. З найбільшим ефектом методом акупунктури лікують захворювання периферичної нервової системи — радикуліт, ішіас та ін., а також ревматизм.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- 2. ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку пошкодження.
- 3. ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- 4. ВИРІБ ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ** у сухому, добре вентильованому та прохолодному місці, захищеному від впливу високих температур, високої вологості, пилу або прямих сонячних променів.
- 5. УНИКАЙТЕ** ударів і трясіння.
- 6. ВИРІБ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ** тільки кваліфікованими лікарями голкотерапії.
- 7. ГОЛКИ ДЛЯ АКУПUNKТУРИ** стерилізуються газоподібним етиленоксидом тільки для одноразового використання.
- 8. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** голки, якщо упаковка пошкоджена або перевищено термін придатності! Викиньте невикористані голки!
- 9. ОБЕРЕЖНО ПРОВОДЬТЕ** акупунктуру за допомогою електричної стимуляції.
- 10. ПРАВИЛЬНО УТИЛІЗУЙТЕ** виріб після використання.
- 11. ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ** на дату виготовлення на упаковці.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Голки для стерильної голкотерапії складаються з двох частин: корпус та рукоятка, матеріал корпусу голки — аустенітна нержавіюча сталь SUS304, мідь або срібло. Вони поставляються у діаметрі від 0,14 мм до 0,45 мм, з різною довжиною тіла голки від 13 мм до 150 мм, з трубкою або без неї.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- За наявності онкологічних пухлин.
- При поганому згортанні крові.
- Гострі інфекційні захворювання.
- Сильне виснаження організму.
- Туберкульоз відкритої форми.

ПОБІЧНА ДІЯ

Побічні реакції після голкорексфлексотерапії: пневмоторакс, гематома, зламана або застрягла голка, алергічні реакції тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте виріб упакованим у добре провітрюваному та очищеному місці, уникайте тривалого впливу високої температури та вологості.

ПРИНЦИП ДІЇ АКУПUNKТУРИ

Користь голковколуювання для здоров'я визначається тим, що медичні голки впливають на біологічно активні точки і сприяють запуску добродійних процесів в організмі. Зокрема, при акупунктурі:

- розслабляються м'язові тканини — це допомагає зняти хворобливі спазми м'язів і поліпшити рухливість суглобів і хребта;
- прискорюється кровообіг, з тканин йде набряклість, відновлювальні процеси в організмі починають відбуватися швидше, корисні речовини, що надходять з їжею і напоями, швидше розносяться по всьому тілу;
- в кров викидаються серотонін і кортизол — ці гормони не тільки відповідають за гарний настрій, але і володіють знеболюючою дією, а також допомагають боротися із запаленнями.

Акупунктура може застосовуватися в якості самостійного способу лікування або виступати доповненням до основної терапії. Якщо корисні процедури проводяться професійно і відповідно з правилами, акупунктура приносить швидкий позитивний результат.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

РОЗМІРИ

Голки для акупунктури 0.25 x 25	мідь / срібло / сталь
Голки для акупунктури 0.30 x 40	мідь / срібло / сталь
Голки для акупунктури 0.30 x 50	мідь / срібло / сталь

МЕТОДИ ВПЛИВУ

- Тонізуючий голковколуювання. У цьому випадку на тілі вставляють до 10 голки одночасно, але вводять їх на невелику глибину 6-8 мм. Такий вплив має збудливий ефект, методику часто застосовують при зниженні чутливості в кінцівках і після інсультів.
- Седативний голковколуювання. В даному випадку прийнято використовувати лише 4-6 точок на тілі, але при цьому голки вводяться дуже глибоко, на кілька сантиметрів углиб тканин. За часом процедура може займати більше 40 хвилин, ефект від неї розслаблюючий — седативна акупунктура застосовується в основному при м'язових спазмах, судомомах і болях.

НАЛЕЖНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ



Цей символ на приладі або у паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Цей продукт не містить ніяких шкідливих речовин

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Suzhou Medical Appliance Factory / Сужоу Медікал Еплайнс Фекторі.

No.18 Huatuo Rd., SSTT 215163 Suzhou New District, People's Republic of China / №18 Хуатуо Род., ССТТ 215163 Сужоу Нью Дістрікт, Китайська Народна Республіка.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.

Номер редакції: № 8 від 28.10.2021.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб — 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.



UA.TR.039