



Ванна надувна з компресором

OSD-FH2022

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Відомості про сертифікацію.....	4
7. Умови гарантії	5

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



- УВАГА** Не використовуйте ванну, не ознайомившись з інструкцією.
- Не використовуйте ванну у випадку її пошкодження.
- Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ванна надувна з компресором «OSD-FH2022» (далі за паспортом – ванна) – рекомендована для застосування у медичних закладах та вдома. Використовується для підвищення рівня комфорту під час проведення гігієнічних процедур.

Ванна надувна «OSD-FH2022» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання ванни або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що ванна знаходиться у належному стані та готова до експлуатації. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

- УСТАНОВЛЮЙТЕ** ванну на рівну горизонтальну поверхню.
- ПЕРЕВІРЯЙТЕ** належну якість ванни перед кожним використанням.
- Якщо виявлено несправність, то **НЕ** проводьте ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- НЕ** нахилийте ванну.
- На разі використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати ванну, щоб уникнути інфекцій.
- Користувачам з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування ванни, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-FH2022
Матеріал:	ПВХ
Розміри, Д x Ш, (см):	175 x 75
Висота, (см):	22

4. Загальна характеристика

- ❖ Надувна ванна виготовлена з щільного гіпоалергенного ПВХ білого кольору для комфортного проведення гігієнічних процедур.
- ❖ Легко надувається за допомогою компресора. Конструкція з подвійним бортиком дозволяє митись прямо у ліжку.
- ❖ Після закінчення процедури вода зливається через дренажний отвір через шланг, який вмонтований у виріб.

5. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте належну якість ванни перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Зовнішню поверхню ванни обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте ванну у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ванну сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції ванни, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

6. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-FH2022» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Foshan Hongfeng Co.

Ltd./Фошан Хонгфен Ко. Лтд. No.4-2 Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan

District, Guangdong Province, China /No4-2 Лекьянг Роад, Лепінг, Саншуй, Фошан

Дістрікт, Гуандонг Провінс, Китай

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»;

адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.

Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 13.12.2023.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **ванну надувну з компресором «OSD-FH2022»** – 6 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

7. Умови гарантії



ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 6 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____