



## Стілець-туалет:

**KING-CMD-00**

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Стілець-туалет «KING-CMD-00» (далі за паспортом – виріб) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ ЄЕС виробів медичного призначення.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Стілець-туалет підвищує автономність та незалежність користувача під час гігієнічних процедур, зменшуючи навантаження на м'язи, що виникає у положенні стоячи, а також ризик ковзання та травм.

Стілець-туалет можна налаштувати у трьох різних конфігураціях:

- Розміщений безпосередньо над унітазам, забезпечує користувачеві більш широке та зручне сидіння.
- Використання стільця з санітарною ємністю дає змогу розташувати поза туалетною кімнатою.
- З додатковою жорсткою кришкою - можна використовувати як стілець для душу.

Ніжки з регулюванням висоти, дають змогу налаштувати потрібну довжину відповідно до потреб користувача. Також можна встановити різну висоту ніжок, це дає змогу зменшити навантаження на коліна та стегна. Сидіння оснащено нековзкими накладками і завдяки своїй гнучкості стійке навіть на нерівних підлогах, що характерні для багатьох душевих піддонів. Стілець-туалет легко переміщати завдяки невеликій вазі.

### ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

Стілець-туалет призначений для людей літнього віку, користувачів інвалідних візків, людей з обмеженою рухливістю поперекового, колінного або кульшового суглобів, а також для всіх, кому важко стояти під час прийняття душу або хто потребує додаткової опори під час користування туалетом. Користувач повинен самостійно тримати рівновагу під час пересідання, вставання та сидіння. Заборонено використовувати стілець, якщо у користувача є проблеми з рівновагою або порушення координації.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Не перевищуйте максимальну вагу користувача, зазначену в інструкції.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що стілець-туалет правильно зібраний і стійкий.
- Стілець-туалет можна використовувати лише на рівних поверхнях.
- Під час збирання чітко дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача.
- Перед розміщенням стільця-туалету над унітазом перевірте, чи опори для відра закриті.
- Під час монтажу може зрости ризик травмування пальців.
- Не розгойдуйтеся на стільці-туалеті, це може призвести до ковзання, перекидання або просідання ніжок. Завжди тримайте стілець-туалет на його 4 ніжках.
- Не модифікуйте стілець-туалет та його компоненти будь-яким чином.
- Не використовуйте стілець-туалет, якщо він пошкоджений або змінений будь-яким чином. Тріщини та деформації можуть значно вплинути на роботу та безпеку пристрою.
- Після використання виробу як душевого сидіння його слід прибрати з піддона душу, щоб уникнути перешкод.
- Не використовуйте стілець-туалет не за призначенням.
- Стілець-туалет не можна зберігати на вулиці.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування виробу полягає в процедурах очищення та санітарії. Для забезпечення безпечного використання та належного рівня гігієни користувач повинен перед кожним використанням переконатися у цілісності виробу.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
 

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_ Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «KING-CMD-00»** відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** LM Global Design Ltd / ЛМ Глобал Дизайн Лтд Suite 123, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 VY68 Ireland / Сьюіт 123, Зе Капел Білдінг, Аббатство Марії, Дублін 7, Ді07 ВіУай68 Ірландія

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2. Тел.: +38 (044) 232 -44-51, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 2 від 14.02.2024.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** див. на маркуванні.

**Гарантійний термін на виріб «KING-CMD-00»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.



