



Крісло-туалет:

OSD-BL710113

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контролю виробництва на усіх його стадіях.

Стілець-туалет «OSD-BL710113» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗА УМОВ** зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на стілець-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість пірекидання.
- НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** користувача у стільці-туалеті без нагляду.
- УСТАНОВЛЮЙТЕ** стілець-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
- АСІСТЕНТ ПОВИНЕН:**
 - перевірити належну якість стільця-туалету;
 - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу стільця-туалету.
- НЕ НАХИЛЯТИ** стілець-туалет уперед.
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на стілець-туалет – 136 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилятися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
- НЕ НАХИЛЯЙТЕСЯ**, сидячи у стільці-туалеті, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
- НА РАЗІ** використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати стілець-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL710113
Матеріал рами:	сталь
Тип поруччя:	фіксовані
Ширина сидіння, (см):	48
Висота сидіння, (см):	42 – 54
Вага, (кг):	5,2
Максимальне навантаження, (кг):	136
Комплектація:	санітарна емність з протикраплинною системою та кришкою

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Поруччя стільця-туалету – фіксовані. Покриті нековзкими на кладками для надійної опори для рук.
- Рама стільця-туалету виготовлена зі сталі з використанням технології порошкового фарбування, яка збільшує термін експлуатації виробу.
- Висота стільця-туалету регулюється кнопковим фіксатором.
- Ніжки стільця-туалету обладнані гумовими протиковзкими наконечниками.
- Сидіння та санітарне обладнання – з'ємні, виготовлені з гіполергенної пластмаси.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Стілець-туалет 1 шт.
- Інструкція 1 прим.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані отриманням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрію.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-BL710113» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: Bliss Health Products Co.,Ltd / Блісс Хелл Продуктс Ко., Лтд.
96 Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province,
P.R.C. / 96, Чжаої Рд, Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуандунг Провінція,
Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 6 від 17.08.2021.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-BL710113» – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

