



Медичний матрац

OSD-LH-201

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся вносити зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Медичний матрац «OSD-LH-201» (далі – виріб / матрац) – розрахований для використання у житлових приміщеннях, розділений на 4 секції, що дозволяє використовувати його на 2-х або 4-х секційних функціональних ліжках. У комплекті поставляється чохол. Матеріал чохла: водонепроникна тканина.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. ПРОВІДЬТЕ щоденний огляд матрацу на наявність ознак перфорції та стирання.
2. ПЕРІОДИЧНО перевіряйте чохол матрацу на наявність будь-яких недоліків. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ чохол, якщо матрац вологий або погано висушений.
3. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ миючі засоби, що містять хлор або розчинники. Це може пошкодити чохол та матрац. Проте, якщо використання продуктів, що містять хлор – необхідно, РЕКОМЕНДУЄМО використовувати слабкий розчин хлору та ретельно промити поверхню водою.
4. ПІД ЧАС прання чохла ОБОВ'ЯЗКОВО використовуйте разом з матрацом інший чохол.
5. СТЕРИЛІЗАЦІЯ матрацу або чохла (якщо необхідно) ПОВИННА проводитись за допомогою м'яких миючих засобів. Але ІСНУЄ ЙМОВІРНІСТЬ пошкодити матрац або чохол.
6. НЕ ТРИМАЙТЕ виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я, цигарки, попільнички тощо).
7. НЕ використовуйте щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.
8. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-LH-201
Матеріал матрацу:	поролон; кокосова кора
Матеріал чохла:	водонепроникна тканина
Розмір матраца, Д х Ш х В, (см):	195 x 89 x 8
Розмір секцій, Д х Ш, (см):	78 x 89; 31 x 89; 35 x 89; 51 x 89
Максимальне навантаження, (кг):	не обмежене

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

Догляд

Неправильне використання, а також тривале застосування можуть призвести до пошкоджень й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не усувати такі дефекти вчасно.

Чистити поверхню матрацу необхідно м'якими та неабразивними препаратами.

Чохол матраца очищається за допомогою мильного розчину або дезінфікуючого засобу, які містять не більше 60 % спирту.

На разі забруднення матрацу інфекційними або потенційно небезпечними речовинами необхідно продезінфікувати миючим засобом. Регулярно оглядайте усі компоненти матрацу на відсутність видимих пошкоджень. У разі виявлення дефектів подальша експлуатація матрацу можлива тільки опісля усунення усіх пошкоджень. По закінченню терміну експлуатації матрац необхідно утилізувати згідно з чинним законодавством України.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів однієї або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-LH-201» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.

 **Виробник:** HENGSHUI LOHO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD JIANSHE WEST STREET, JIZHOU DISTRICT, HENGSHUI, HEBEI, CHINA / ХЕНШУЙ ЛОХО МЕДИКАЛ ЕКВІПМЕНТ КО., ЛТД ЦЗЯНШЕ ВЕСТ СТРІТ, ЦЗІЧЖОУ ДІСТРІКТ, ХЕНШУЙ, ХЕБЕЙ, КИТАЙ.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ "ОСД Східна Європа". Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 ; Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 15.06.2026.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб «OSD-LH-201» – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

