Крісло-туалет:
30051
Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Крісло-туалет «30051» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
2. **ЗА УМОВ** зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на крісло-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
3. **НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** користувача у крісло-туалеті без нагляду.
4. **УСТАНОВЛЮЙТЕ** крісло-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
5. **АСИСТЕНТ ПОВИНЕН:**
   - перевірити належну якість крісла-туалету;
   - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу крісла-туалету.
6. **НЕ НАХИЛЯТИ** крісло-туалет уперед.
7. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на крісло-туалет — 130 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
8. **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилятися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
9. **НЕ НАХИЛЯЙТЕСЯ**, сидячи у кріслі-туалеті, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
10. **НА РАЗІ** використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати крісло-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Матеріал рами:	сталь з епоксидним покриттям
Конструкція рами:	розбірна
Поручня:	фіксовані
Ширина сидіння, (см):	45
Висота сидіння від підлоги, (см):	51
Максимальне навантаження, (кг):	130
Вага виробу, (кг):	6,8
Комплектація:	санітарна ємність з кришкою
Гарантія, (міс.):	12

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Поручня крісла-туалету – фіксовані. Покриті нековзкими накладками для надійної опори для рук.
- Рама крісла-туалету виготовлена зі сталі з епоксидним покриттям, яка збільшує термін експлуатації виробу.
- Висота крісла-туалету фіксована.
- Ніжки крісла-туалету обладнані гумовими протиковзкими наконечниками.
- Сидіння та санітарне обладнання – з'ємні, виготовлені з гіпоалергенної пластмаси.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Крісло-туалет_____ 1 шт.
2. Санітарна ємність з кришкою_____ 1 шт.
3. Інструкція_____ 1 прим.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
   а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
   б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
   в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
   а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
   б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
   в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу:_____ Підпис/Печатка:_____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «30051**»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: HERDEGEN SAS/ ХЕРДЕГЕН САС.
7 Rue Eugène Freyssinet 77500 Chelles, France/ 7 Руе Евгене Фрейссінет 77500 Челєс, Франція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.

Номер редакції: № 3 від 25.07.2023.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «30051**»**: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.