# *Крісло-туалет: OSD-3105*

# *Інструкція*

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.**
**Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.**
**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Крісло-туалет «OSD-3105» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

**Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
2. **ЗА УМОВ** зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на крісло-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
3. **НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** користувача у крісло-туалеті без нагляду.
4. **УСТАНОВЛЮЙТЕ** крісло-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
5. **АСИСТЕНТ ПОВИНЕН:**
   - перевірити належну якість крісла-туалету;
   - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу крісла-туалету.
6. **НЕ НАХИЛЯТИ** крісло-туалет уперед.
7. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на крісло-туалет — 100 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
8. **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилятися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
9. **НЕ НАХИЛЯЙТЕСЯ**, сидячи у кріслі-туалеті, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
10. **НА РАЗІ** використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати крісло-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Матеріал рами: | сталь |
| Конструкція рами: | суцільна |
| Поруччя: | фіксовані |
| Ширина сидіння, (см): | 42 |
| Висота сидіння від підлоги, (см): | 45 — 61 |
| Максимальне навантаження, (кг): | 100 |
| Вага виробу, (кг): | 5,5 |
| Комплектація: | санітарна ємність з кришкою |
| Гарантія, (міс.): | 12 |

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Поруччя крісла-туалету – фіксовані. Покриті нековзкими накладками для надійної опори для рук.
- Рама крісла-туалету виготовлена зі сталі з використанням технології порошкового фарбування, яка збільшує термін експлуатації виробу.
- Висота крісла-туалету регулюється кнопковим фіксатором.
- Ніжки крісла-туалету обладнані гумовими протиковзкими наконечниками.
- Сидіння та санітарне обладнання – з'ємні, виготовлені з гіпоалергенної пластмаси.

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Крісло-туалет _____ 1 шт.
2. Санітарна ємність з кришкою _____ 1 шт.
3. Інструкція _____ 1 прим.

**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
   а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
   б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
   в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
   а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
   б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
   в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

***УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.***

Дата продажу:_____ Підпис/Печатка:_____

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-3105»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** BLISS HEALTH PRODUCTS CO., LTD / БЛІСС ХЕЛС ПРОДАКТС КО., ЛТД.
No.3 Zehe Street, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 528415, People's Republic of China / №3, Зех Стріт, Тоншин Іст Роад, Юмінь Ком'юніті, Сяолань Таун, Чжуншань Сіті, Гуандонг Провінс, 528415, Китайська Народна Республіка.

**Уповноважений представник виробника в Україні:**
ТОВ «ОСД Східна Європа». Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 ; Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 3 від 05.01.2026.

**Термін придатності виробу:** див. на маркованні.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-3105»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.