



ТОВ «ОСД Східна Європа»

03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2

ЄДРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ

ІПН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Секційний протипролежневий матрац з функцією статички з ПВХ OSD-F-501

Артикул: OSD-F-501

Ціна: 5999 грн

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Модель: OSD-F-501
- Різновид матраца: секційний
- Ефективність проти пролежнів: 1 – 3
- Матеріал: ПВХ
- Розміри матраца, Д x Ш, (см): 190 x 85
- Кількість секцій, (шт.): 18
- Максимальна висота секцій, (см): 11,5
- Функція статичного тиску: так + ф-ція «CPR»
- Максимальне навантаження, (кг): 140
- Тип тиску: змінний
- Робочий тиск, (мм рт. ст.): 50 – 120
- Час зміни циклу, (хв.): 12
- Електроживлення, (В/Гц): 110 – 220 / 50 – 60
- Комплектація: полотно + компресор + чохол + запасна секція + з'єднувальні трубки + інструкція
- Гарантія, (міс.): 18

ОПИС

- Секційний матрац з компресором для профілактики і лікування пролежнів 1-3 ступеня.
- Матрац рівномірно розподіляє вагу пацієнта, запобігаючи виникненню пролежнів і сприяючи загоєнню пролежнів при тривалому нерухомому положенні тіла. Полегшує хворобливі відчуття.
- Основа матраца виконана з неалергенного і нетоксичного полівінілхлориду (ПВХ). Легко миється й очищується.
- Компресор поперемінно наповнює секції матраца повітрям, створюючи ефект масажу, і тим самим нормалізує кровопостачання тканин. Цілодобово підтримує тиск у матраці.
- Унікальна функція статичного тиску дає можливість легко перевертати пацієнта на ліжку, а також чергувати періоди змінного масажу і повного спокою.
- Функція «CPR» дозволяє в екстрених випадках (серцево-легенева реанімація) максимально швидко здути матрац.

- За допомогою компресора можна відрегулювати тиск залежно від ваги користувача.
- Міцний і довговічний матрац. При необхідності секції можна замінити.
- Безперервна робота від мережі. Захист від замикання.
- Непромокальний «дихаючий» чохол з нейлону в комплекті. Чохол покриває полотно матраца: в головний і ножний частини кріпитися за допомогою кнопок, під ложем ліжка з'єднується стрічками з липучками (3 шт.), малюнок «ніжок» допомагає правильно розмістити чохол при першому використанні і після чистки.
- Максимальне навантаження на матрац становить 140 кг.

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятись.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



Мірза К.О