



## ТОВ «ОСД Східна Європа»

03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2

ЄДРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ

ІПН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

### КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

## Подушка «QUADTRO SELECT» високого профілю QS\*\*C

**Артикул:** QS\*\*C (\*\* - кількість ячеек)  
грн

**Ціна:** 14990

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Модель: QS\*\*C
- Ефективність проти пролежнів: 1 – 4 ступінь
- Матеріал: неопрен
- Розмір подушки, Д x Ш, (см): QS88C: 38 x 38; QS89C: 38 x 41; QS99C: 41 x 41; QS910C: 41 x 46
- Висота комірок, (см): 10
- Вага, (кг): 2
- Максимальне навантаження, (кг): необмежене
- Гарантія, (міс.): 36
- Комплектація: подушка + чохол + набір для ремонту + насос + інструкція
- Виробництво: США

### ОПИС

- Профілактика і лікування пролежнів 1-4 ступеня, правильне розміщення і корекція постави.
- Високопрофільна подушка «Roho» «Quadtro Select» ідеально підходить для користувачів з ризиком пошкодження шкіри, асиметричною поставою, частковою або повністю втраченою чутливістю.
- Подушка розділена на чотири секції взаємопов'язаних комірок заввишки 10 см. Комірки забезпечують максимально ефективне занурення користувача.
- Унікальна технологія «ISOFLO Memory Control» дозволяє відкорегувати і зафіксувати конфігурацію подушки для правильного положення користувача.
- Технологія «Dry Flotation» – подушка імітує властивості води. Людина занурюється в подушку, мов у воду, тиск рівномірно розподіляється, дозволяє зняти навантаження, відновити кровотік, зменшити больові відчуття і прискорити процес одужання.
- Подушка дозволяє легко і швидко скорегувати поставу і положення користувача у візку.
- Подушка налаштовується індивідуально під користувача.
- Міцний неопреновий матеріал гарантує тривалий термін експлуатації.

\* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятися.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



Мірза К.О