

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**Рукавиця-тренажер для реабілітації лівої
руки та пальців FO3002GL****Артикул:** FO3002GL**Ціна:** 11999 грн**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Модель: FO3002GL

**ОПИС**

- Рука: ліва, розмір: L.
- Реабілітаційна рукавиця-тренажер автоматично згинає та розгинає пальці руки.
- Управління здійснюється за допомогою LED-дисплея.
- LED-дисплей відображає: індикатор заряду акумулятора, швидкість стиснення/розтиснення пальців, функцію «дзеркального управління», старт/пауза, увімкнення/вимкнення, режим процедури, час процедури, а також індикатори увімкнення та вимкнення кожного пальця окремо.
- Чотири режими роботи:
 1. Почерговий режим: згинання та розгинання кожного пальця по черзі.
 2. Послідовний режим: почергове згинання та розгинання всіх пальців.
 3. Комплексний режим: одночасне згинання та розгинання всіх пальців.
 4. Комбінований режим (1-2-3): спочатку згинання та розгинання кожного пальця по черзі, далі згинання всіх пальців по черзі, потім одночасне розгинання, згинання і розгинання всіх пальців.
- Таймер дозволяє встановити тривалість тренування від 10 до 60 хвилин із кроком у 10 хвилин.
- Інтенсивність (швидкість) стиснення і розтиснення пальців регулюється окремо в діапазоні від 1 до 9 секунд.
- Функція «дзеркальної рукавиці» дозволяє керувати тренувальною рукавицею за допомогою додаткової рукавиці, яку надягають на здорову руку користувача або руку асистента.
- На дисплеї можна відключити подачу повітря до окремих пальців, залишаючи їх нерухомими.
- Компресор оснащений вбудованим акумулятором на 3000 мА·год, що забезпечує до 4 годин роботи.

◦ Комплектація:

1. реабілітаційна рукавиця з сполучними трубками;
2. дзеркальна рукавиця;
3. компресор (блок управління);
4. зарядний пристрій для компресора.

◦ **Зверніть увагу:** функція масажу в даній моделі не передбачена. Для заряджання дзеркальної рукавички потрібен кабель із роз'ємом Туре-С.

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятись.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



Мірза К.О