



ООО «ОСД Восточная Европа»

03127, г. Киев, пр-т. Голосеевский, 100/2

ЄГРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАО «ОТП БАНК», г. Киев

ИНН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перчатка-тренажер для реабилитации правой руки и пальцев FO3002GR

Артикул: FO3002GR

Цена: 11999 грн

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: FO3002GR



ОПИСАНИЕ

- Рука: правая, размер: L.
- Реабилитационная перчатка-тренажер автоматически сгибает и разгибает пальцы руки.
- Управление осуществляется с помощью LED-дисплея.
- LED-дисплей отображает: индикатор заряда аккумулятора, скорость сжатия/разжатия пальцев, функцию «зеркального управления», старт/пауза, включение/выключение, режим процедуры, время процедуры, а также индикаторы включения и отключения каждого пальца по отдельности.
- Четыре режима работы:
 1. Поочередный режим: сгибание и разгибание каждого пальца по очереди.
 2. Последовательный режим: поочередное сгибание и разгибание всех пальцев.
 3. Комплексный режим: одновременное сгибание и разгибание всех пальцев.
 4. Комбинированный режим (1-2-3): сначала сгибание и разгибание каждого пальца по очереди, далее сгибание всех пальцев по очереди, далее одновременное разгибание, сгибание, разгибание всех пальцев.
- Таймер позволяет установить продолжительность тренировки от 10 до 60 минут с шагом в 10 минут.
- Интенсивность (скорость) сжимания и разжимания пальцев регулируется отдельно в диапазоне от 1 до 9 секунд.
- Функция «зеркальной перчатки» позволяет управлять тренировочной перчаткой с помощью дополнительной перчатки, которая надевается на здоровую руку пользователя или руку ассистента.
- На дисплее можно отключить подачу воздуха к определенным пальцам, оставляя их неподвижными.

- Компрессор оснащен встроенным аккумулятором на 3000 мАч, обеспечивающим до 4 часов работы.
- Комплектация:
 1. реабилитационная перчатка с соединительными трубками;
 2. зеркальная перчатка;
 3. компрессор (блок управления);
 4. зарядное устройство для компрессора.
- **Обратите внимание:** функция массажа в данной модели не предусмотрена. Для зарядки зеркальной перчатки потребуется кабель с разъемом Type-C.

* Коммерческое название товара. Название товара в расходных накладных может отличаться.

С уважением,

директор ООО «ОСД Восточная Европа»



Мирза К.А.