

**ТОВ «Осід Східна Європа»**

03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2

ЄДРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ

ІПН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Реабілітаційний тренажер для ніг та рук електричний OSD-K2001

Артикул: OSD-K2001**Ціна:** 0 грн**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Модель: OSD-K2001
- Різновид: педальний велотренажер
- Тип: електричний
- Колір: чорно-помаранчевий
- Матеріал: сталь
- Розміри Д x Ш x В, (см): 47 x 36,5 x 40
- Тренування рук: так
- Таймер: так
- Функція «Антиспазм»: так
- Живлення: від мережі
- Споживана потужність, (Вт): 120
- Вага, (кг): 7
- Країна реєстрації бренду: Італія
- Країна-виробник: Китай

ОПИС

- Електричний тренажер для відновлення функцій **верхніх та нижніх кінцівок з активним та пасивним режимами роботи.**
- Конструкція складається з велотренажера та регульованої платформи.
- Функціонує **у трьох положеннях:** тренування ніг сидячи, тренування ніг лежачи та тренування рук.
- Для початку тренування достатньо задати базові параметри на **пульті керування:**
 - тип тренування (руки / ноги);
 - напрямок обертання (вперед / назад);
 - час тренування (**від 5 до 60 хвилин**);
 - темп (**12 рівнів швидкості**).
- Пульт управління дозволяє вибрати **одну з чотирьох** автоматичних програм (**P1–P4**), кожна з яких розрахована на **10-хвилинний цикл занять.**

- Користувач може самостійно налаштувати рівень опору (**12 ступенів інтенсивності**), що дозволяє плавно регулювати навантаження по мірі відновлення.
- Вбудований дисплей відображає всі ключові параметри тренування в реальному часі: поточну швидкість, час занять та обраний режим роботи.
- Верхній ряд світлових індикаторів на панелі управління допомагає користувачу відслідковувати активний у даний момент режим або функцію.
- Педалі тренажера можуть обертатися в **обох напрямках (вперед і назад)**, що сприяє більш ефективному опрацюванню різних груп м'язів та зниженню навантаження на суглоби.
- Передбачена **інтелектуальна система «Антиспазм»**, яка автоматично зупиняє пристрій при виявленні аномальних сигналів від тіла користувача.
- Регульована основа (платформа) з **високоміцної вуглецевої сталі** дозволяє налаштовувати **кут нахилу від 0° до 60° (всього 6 рівнів)**, що забезпечує зручність тренувань як сидячи, так і лежачи.
- **Чотири антиковзні гумові ніжки** гарантують стійкість.
- Для тренування ніг у комплект входять **ортопедичні черевики (ортези)** та **педалі з фіксуючими ремінцями**.
- Для тренування рук передбачені **ергономічні рукоятки** та **рукавички-фіксатори** для кисті.
- Компактні розміри (**47 x 36,5 x 40 см**) та невелика вага (**7 кг**) роблять пристрій зручним для використання та зберігання як у домашніх умовах, так і в медичних закладах.

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнитися.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



Мірза К.О