

**ТОВ «ОСД Східна Європа»**

03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2

ЄДРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ

ІПН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Алюмінієвий інвалідний візок з налаштуванням центру ваги та висоти сидіння OSD-AL-**

Артикул: OSD-AL-****Ціна: 13999 грн****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Модель: OSD-AL-**
- Різновид: для дому та вулиці
- Колір рами: срібний
- Матеріал сидіння та спинки: нейлон
- Матеріал рами: алюміній
- Ширина сидіння, (см): 40; 45; 50
- Загальна ширина, (см): ширина сидіння + 18
- Ширина у складаному вигляді, (см): 25
- Глибина сидіння, (см): 40
- Висота сидіння від підлоги, (см): 50
- Висота спинки, (см): 45
- Регулювання спинки: нерегульована
- Поруччя: знімно-відкидні
- Підніжки: знімно-відкидні
- Різновид коліс: литі; швидкоз'ємні
- Передні колеса, (дюйми): 8
- Задні колеса, (дюйми): 24 x 1 3/8
- Вага, (кг): 17,5
- Максимальне навантаження, (кг): 125
- Комплектація: інвалідний візок; знімні підп'яточники; інструкція
- Гарантія на раму візка, (років): 5
- Гарантійний термін, (міс.): 12
- Країна реєстрації бренду: Італія
- Країна-виробник: Китай

ОПИС

- Складаний візок для дому та вулиці.
- Міцна алюмінієва рама срібного кольору витримує навантаження до 125 кг.
- Візок керується користувачем за рахунок ручного обертання зручного та безпечного для пальців рук алюмінієвого обіддя. Також передбачені зручні ручки з гумовими накладками для керування

за допомогою помічника.

- Сидіння та спинка виготовлені з міцної та щільної тканини з тонким прошарком поролону. Легко миється та за необхідності знімається для чищення.
- Знімно-відкидні підлокітники з поліуретановими накладками для вільного пересаджування у візок з інших поверхонь та назад. Скошена форма дозволяє зручно розташувати руки і, при цьому, легко під'їжджати до різних перешкод (наприклад, до столу).
- Знімно-відкидні підніжки для безперешкодного вставання та пересаджування. Відкидні платформи регулюються за висотою індивідуально під зріст користувача. Оснащені тканинною підтримкою для п'ят.
- Для оптимального налаштування інвалідного візка під особливості користувача передбачено регулювання центру ваги за рахунок перестановки задніх коліс.
- Регулювання висоти сидіння за рахунок перестановки передніх та задніх коліс одночасно.
- Діаметр передніх поворотних литих коліс – 8", а діаметр задніх провідних литих коліс – 24".
- Візок не тільки практичний, а й безпечний завдяки наявності світловідбивачів.
- Складана конструкція рами, швидкознімні задні колеса, підлокітники та підніжки дають можливість компактно зберігати та перевозити візок у багажнику легкового автомобіля.

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнитися.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



_____ Мірза К.О