

**ТОВ «ОСД Східна Європа»**

03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2

ЄДРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ

ІПН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Медичне механічне ліжко з туалетом та функцією бокового перевертання OSD- CH1P

Артикул: OSD-CH1P**Ціна: 39999 грн****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Модель: OSD-CH1P
- Керування: механічне
- Кількість секцій: 5
- Розмір коліс, (дюйми): 5"
- Розмір ложа, Д x Ш, (см): 211 x 103
- Габаритні розміри, Д x Ш x В, (см): 211 x 103 x 49
- Загальне навантаження, (кг): 260

ОПИС

- Реанімаційне ліжко для медзакладів.
- Ложе ліжка поділено на п'ять секцій: кут нахилу головної та нижньої секцій регулюється за допомогою механічних важелів.
- Рама ліжка виготовлена зі сталі, що гарантує її міцність, надійність та стійкість до підвищених навантажень до 260 кг.
- Спинки ліжка за потреби швидко знімаються.
- Складані сталеві поручні забезпечують швидкий доступ до пацієнта та його додатковий захист.
- Положення кардіокрісла. Нижня частина ліжка опускається, дозволяючи прийняти це положення, що використовується при ефективній терапії різних кардіологічних (і не лише) захворювань. Крім того, забезпечує максимально зручне положення під час бадьорості, годування, здійснення санітарно-гігієнічних процедур.
- Функція перевертання на бік. Дає можливість піднімати боки ложа та перевертати пацієнта, щоб уникнути порушення кровообігу та виникнення пролежнів.
- Регулювання нахилу секції ніг. Сприяє покращенню кровообігу ніг, запобігає варикозному розширенню вен та легко дозволяє проводити щоденний догляд.
- Функція туалету. Ліжко обладнане вбудованим санітарним обладнанням, яке можна використовувати, не піднімаючи людину з ліжка через отвір у матраці. Висувне судно під ложем надійно закривається кришкою та м'яким сегментом матраца.
- У комплекті з ліжком постачається матрац. Матрац складається із двох шарів: верхній шар – поролон, а нижній шар – кокосова основа. Чохол зі спеціальної медичної «дихаючої» тканини, яку можна обробляти дезінфікуючими засобами. Закривається застібкою-блискавкою.

Розміри матраца складають 1905 мм x 900 мм x 60 мм.

- П'ятидюймові колеса дозволяють швидко переміщати ліжко у приміщенні, а гальма – фіксувати на місці.
- Передбачена можливість закріплювати у рамі штатив під крапельницю.

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятися.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



Мірза К.О