



Міні-рампа ND025 для підйомника «JOLLY STANDARD»

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд	4
6. Належна утилізація продукту	5
7. Відомості про сертифікацію	6
8. Умови гарантії.....	7

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтеся її під час використання виробу.



Не використовуйте рампу, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте рампу у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Міні-рампа ND025 для підйомника «JOLLY STANDARD» (далі за паспортом – рампа / виріб / пристрій / обладнання) призначена для сходового гусеничного підйомника «JOLLY STANDARD». Зручна конструкція дозволяє встановлювати рампу у підйомник «JOLLY STANDARD» без застосування додаткових інструментів.

Міні-рампа ND025 для підйомника «JOLLY STANDARD» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені у Інструкції, наведені для ознайомлення.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування рампи за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан виробу.
Не використовуйте його у випадку виявлення пошкоджень.
3. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд рампи.
4. Під час підйому / спуску пацієнта **УНИКАЙТЕ** різких рухів та розгойдування.

5. Під час підйому / спуску пацієнта ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на те, щоб рухи його тіла не були обмежені.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	ND025
Матеріал:	сталь
Загальний розмір, Д x Ш x В, (см):	55 x 14 x 28
Гарантійний термін, (міс.):	12

4. Загальна характеристика



Перевіряйте справність рампи перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Особливості рампи «ND025»:

- Міні-рампа «ND025» для сходового гусеничного підйомника «JOLLY STANDARD».
- Зручна конструкція дозволяє встановлювати рампу у підйомник «JOLLY STANDARD» без застосування додаткових інструментів.
- Завдяки компактним розмірам рампа не займає багато місця під час зберігання та/або транспортування.

5. Технічне обслуговування і догляд

За умов забруднення пристрою його поверхню можна обробляти неагресивними миючими та дезінфікуючими засобами, уникаючи рухливих частин та елементів. Щоразу перед початком експлуатації слід візуально оглянути пристрій на наявність пошкоджень. У разі сумнівів не використовуйте пристрій і не намагайтеся полагодити самостійно. Зверніться до місцевого дилера або до місця придбання товару за подальшими інструкціями.

Зовнішню поверхню рампи обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте рампу у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за


допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції підйомника, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

¹ Міні-рампа ND025 для підйомника «JOLLY STANDARD» відповідає технічним умовам і визнана придатною для експлуатації.

6. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або в паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.



Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

7. Відомості про сертифікацію

Виріб «ND025» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: T.G.R. S.r.l. / Т.Г.Р. С.р.л.

Via Lombardia12 – 40064 OZZANO DELL'EMILIA(BO) – ITALY / Віа Ломбардіа 12 – 40064 ОЗЗАНО ДЕЛЬЕМІЛІА (БО), ІТАЛІЯ.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.
Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 02 від 18.03.2024.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб «ND025» – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____