



## ТОВ «ОСД Східна Європа»

03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2

ЄДРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ

ІПН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

# Лімфодренажний апарат OSD-FO-3008

**Артикул:** OSD-FO-3008

**Ціна:** 7990 грн

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Модель: OSD-FO-3008
- Розмір апарату, Д х Ш х В, (см): 24 x 18 x 11
- Довжина манжети, (см): 90
- Ширина верхньої частини манжети, (см): 34
- Ширина нижньої частини манжети, (см): 20
- Тиск, (мм рт. ст.): 30 – 240
- Живлення, (В/Гц): 220 / 50
- Споживана потужність, (Вт): 30
- Кількість режимів: 3 (А – В – С)
- Час процедури, (хв.): 10 – 20 – 30
- Рівень шуму, (дБ): до 35
- Вага, (кг): 3
- Комплектація: компресор з ручкою; пульт керування; манжети та з'єднувальні трубки; сумка для транспортування
- Гарантійний термін, (міс.): 12
- Виробництво: Китай

### ОПИС

- Апарат для проведення пресотерапії в умовах клінік, салонів краси, масажних кабінетів і в домашніх умовах.
- Регулювання тиску в діапазоні від 30 до 240 мм рт. ст.
- Робота в 3-х режимах: режим А призначений для масажу, режим В — для лікування лімфатичного набряку, а режим С призначений для розслаблюючого масажу і відновлення.
- Можливість вибрати тривалість процедури: 10, 20 або 30 хвилин.
- Можливість вибрати зону масажу серед чотирьох доступних.
- Керування здійснюється за допомогою РК-дисплея або пульта керування.
- РК-дисплей відображає активну зону масажу, рівень тиску, обраний час процедури і режим масажу.
- Манжети з чотирьох перекинутих секцій забезпечують ефективну компресійну терапію.
- Манжети виготовлені з гіпоалергенного матеріалу, який не подразнює шкіру. Матеріал стійкий до утворення плям.

- Тиха робота компресора не перевищує 35 Дб.
- В комплекті: компресор з ручкою, пульт керування, манжети і з'єднувальні трубки, сумка для транспортування.

\* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятися.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



Мірза К.О