



## ТОВ «ОСД Східна Європа»

03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2

ЄДРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ

ІПН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

### КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

## Медичне механічне ліжко з туалетом та функцією бокового перевертання OSD- МТО-02

Артикул: OSD-МТО-02

Ціна: 0 грн

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Модель: OSD-МТО-02
- Керування: механічне
- Кількість секцій: 5
- Кут підйому головної секції: 75°
- Кут підйому секції для ніг: 35 ° (підйом), 50 ° (опускання)
- Висота ложа від підлоги, (см): 47
- Розмір коліс, (дюйми): 5"
- Габаритні розміри, Д x Ш x В, (см): 200 x 90 x 47
- Вес користувача, (кг): 170

### ОПИС

- Реанімаційне ліжко для медзакладів.
- Ложе ліжка поділено на **п'ять секцій**: кут нахилу головної та ножної секцій регулюється за допомогою **механічних важелів**.
- Рама ліжка виготовлена **зі сталі**. Ліжко розраховане на **1 особу**, вагою **до 170 кг**.
- Спинки ліжка за потреби **швидко знімаються**.
- **Складані поручні з алюмінію** забезпечують швидкий доступ до пацієнта та його додатковий захист.
- **Положення кардіокрісла**. Ножна частина ліжка опускається, дозволяючи прийняти це положення, що використовується при ефективній терапії різних кардіологічних (і не лише) захворювань. Крім того, забезпечує максимально зручне положення під час бадьорості, годування, здійснення санітарно-гігієнічних процедур.
- **Функція перевертання на бік**. Дає можливість піднімати боки ложа та перевертати пацієнта, щоб уникнути порушення кровообігу та виникнення пролежнів.
- **Регулювання нахилу секції ніг**. Сприяє покращенню кровообігу ніг, запобігає варикозному розширенню вен та легко дозволяє проводити щоденний догляд.
- **Функція туалету**. Ліжко обладнане **вбудованим санітарним обладнанням**, яке можна використовувати, не піднімаючи людину з ліжка через отвір у матраці. Висувне судно під ложем надійно закривається кришкою та м'яким сегментом матраца.

- **У комплекті з ліжком постачається матрац. Матрац складається із** двошарової основи: верхній шар – поролон, а нижній шар – кокосова основа. Чохол зі **спеціальної медичної «дихаючої» тканини**, яку можна обробляти дезінфікуючими засобами. Закривається застібкою-блискавкою.
- **П'ятидюймові колеса** дозволяють швидко переміщати ліжко у приміщенні, а гальма – фіксувати на місці.
- Передбачена можливість закріплювати у рамі штатив під крапельницю.

\* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятись.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



 Мірза К.О